

Ein zuverlässiger Weg zu herausragenden Ergebnissen.

Lumenis ist ein weltweit agierender Entwickler und Hersteller von Technologien für ästhetische Behandlungen, immer unter Berücksichtigung der praktischen Anforderungen von Ärzten. Wir bieten differenzierte, zukunftsorientierte Systeme mit hervorragenden Serviceleistungen an. Eines unserer Produkte auszuwählen bedeutet, einen zuverlässigen Weg zu beständig ausgezeichneten Resultaten einzuschlagen.

Technische Angaben



M22™ System	
Größe	44 cm x 50,5 cm x 47 cm; 17.32 in x 19.88 in x 18.5 in
Gewicht	40 Kg oder 88 Pf
Stromanschluss	Universaler Netzanschluss
Universal IPL®	
Anwendungen	Hautverjüngung; Vaskuläre Läsionen; Pigmentierte Läsionen; Permanente Haarreduzierung
Spektrum	515-1200 nm
ExpertFilters	515, 560, 590, 615, 640, 695nm
Energiedichte (Fluenz)	10-35 J/cm²
Pulsdauer	4-20 ms
Pulsverzögerung	5-150 ms
Pulseigenschaft	Multisequentielle Pulse
Folgefrequenz	Bis zu 1 Hz
Spotgrößen	15 mm x 35 mm, 8 mm x 15 mm
Kühlung	Konstante Kontaktkühlung
Multi-Spot™ Nd:YAG Laser	
Anwendungen	Beinvenen; Tiefere Vaskuläre Läsionen; Nicht-Ablative Behandlung von Gesichtsfalten
Spektrum	1064 nm
Energiedichte (Fluenz)	20-225 J/cm²
Pulsdauer	2-20 ms
Pulsverzögerung	5-100 ms
Pulseigenschaft	Multisequentielle Pulse
Folgefrequenz	Bis zu 1 Hz
Spotgrößen	2 mm x 4 mm, 6 mm
Kühlung	Konstante Kontaktkühlung

NORD AMERIKA	EUROPA / MITTLERER OSTEN / AFRIKA	ASIEN / PAZIFIK-RAUM	JAPAN
Santa Clara, CA Tel + 1 408 764 3000 + 1 877 586 3647 Fax + 1 408 764 3999	Dreieich-Dreieichenhain, Deutschland Tel + 49 6103 8335 0 Fax + 49 6103 8335 300 Formello (RM), Italien Tel + 39 06 90 75 230 Fax + 39 06 90 75 269 London, UK Tel + 44 20 8324 4200 Fax + 44 20 8324 4222	Beijing, China Tel + 86 10 5737 6677 Gurgaon, Indien Tel + 91 124 422 33 80 Fax + 91 124 422 33 83 Hong Kong Tel + 852 2174 2800 Fax + 852 2722 5151	Tokyo Tel + 81 3 6743 8300 Fax + 81 3 6743 8301

